



# SHENYUN

## 一次性使用外科手术引流导管套装




苏州神韵医疗器械有限公司  
Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd

■ 负压引流球




- 低压设计：提供持续温和的吸力，减少组织损伤。
- 体积标记：便于测量和记录引流量。
- 平底设计：便于放置和定位。
- 单向阀：防止液体回流。
- 挂钩和床边夹：确保安全固定。
- 多种规格：提供两种尺寸和两种出口方向。
- 可选额外入口：100cc和200cc型号可连接第二根管。
- 底部出口：可连接收集袋。
- 双重灭菌包装：确保无菌使用。

	型号	排出方式	容量	每箱数量
A	SY03-06-01	顶部出口	100ml	200个
A	SY03-06-02	顶部出口	200ml	100个
B	SY03-06-03	底部出口	100ml	200个
B	SY03-06-04	底部出口	200ml	100个



SY03-06-01/02



SY03-06-03/04



# PRODUCT TRADING

## 产品介绍

### 硅胶负压引流套装

一次性手术引流管是用于手术后或创伤治疗中引流体液的常见医疗器械。

其设计特点和组件旨在提供有效、无菌的引流解决方案，同时易于使用和更换。

#### ■ 产品特点

- 一次性使用：使用前无菌，用后丢弃，防止交叉感染。
- 高效引流：多孔管提高引流效率，确保体液顺利排出。
- 安全：生物相容性材料：避免对组织产生刺激和过敏反应。
- 舒适：轻巧的设计使患者易于携带和移动。

#### ■ 注意事项

- 无菌操作：使用过程中保持无菌操作，避免引流管、引流袋受到污染。
- 固定牢固：确保引流管固定牢固，避免移位、脱落。
- 及时更换：定期更换引流袋，防止积液过多导致反流或感染。

# CLINICAL APPLICATION

## 临床应用



### 甲状腺外科

甲状腺全切除术、甲状腺部分切除术等；



### 胃肠外科

胃癌根治术、胃肠重建术、肠肠吻合术、疝修补术等；



### 创伤骨科

髋关节 / 膝关节置换术、四肢创伤手术、腰椎融合术、骨肿瘤切除术等；



### 泌尿外科

肾切除术、肾部分切除术、全膀胱切除术等；



### 神经外科

开颅血肿清除术、脑室引流术、颅内肿瘤切除术、脑脊液分流术等；



### 妇产科

剖宫产术（脂肪厚度 > 5cm）、子宫切除术、子宫肌瘤剔除术、卵巢肿瘤切除术等；



### 整形外科

下颌角切除术、腮腺切除术、肢体整形术等；



### 神经外科

开颅血肿清除术、脑室引流术、颅内肿瘤切除术、脑脊液分流术等；



### 肝胆胰外科

半肝切除术、肝段切除术、胆管重建术、胰腺切除术等；